

LABTICIAN^{MC} LAB^{MC} LID LOADS

La **nouvelle génération** des prothèses palpébrales en or qui protègent la cornée avec un effet cosmétique amélioré


Les prothèses palpébrales **Proportional^{MC}** de Labtician sont non seulement plus minces que les prothèses standards, elles sont conçues et proportionnées pour tenir compte des trois dimensions (**épaisseur, longueur et largeur**) et répondre exactement aux besoins des patients.




Épaisseur - Les prothèses de faible poids sont plus minces et conviennent aux patients aux paupières fines et petites



Longueur - Les prothèses plus lourdes sont offertes en formats plus courts pour les patients chez qui la longueur de la prothèse importe



Largeur - Le contour et les coins des prothèses sont arrondis pour un meilleur effet cosmétique



Une solution tridimensionnelle unique



Une solution tridimensionnelle unique



Poids d'or de **Proportional^{MC}** de Labtician

Produit	Poids	Épaisseur	Largeur	Longueur
SGP06	0,6 g	0,55 mm	5,25 mm	12,5 mm
SGP08	0,8 g	0,575 mm	5,25 mm	15,0 mm
SGP10	1,0 g	0,60 mm	5,5 mm	16,6 mm
SGP12	1,2 g	0,675 mm	5,75 mm	16,8 mm
SGP14	1,4 g	0,70 mm	6,0 mm	17,6 mm
SGP16	1,6 g	0,725 mm	6,5 mm	17,8 mm
SGP18	1,8 g	0,75 mm	6,5 mm	19,0 mm
SGP20	2,0 g	0,78 mm	6,7 mm	20,0 mm

Comparez-les aux prothèses palpébrales que vous utilisez présentement

Les prothèses palpébrales **Proportional^{MC}** offrent :

1. La protection de la cornée que vous cherchez
2. L'effet cosmétique amélioré que désire votre patient



Labtician Ophthalmics, Inc.
 2140 Winston Park Drive, Unit 6, Oakville, Ontario, Canada L6H 5V5
 Téléphone : 905.829.0055 Numéro sans frais : 1.800.265.8391 (Canada seulement)
 labtician.com

Bureau de commande et Service clients
 Numéro sans frais : 1.855.651.4934 (Canada et É.-U. seulement)
 Télécopieur (sans frais) : 1.855.390.9790 (Canada et É.-U. seulement)
 Courriel : orders@labtician.com